

放射線教育用実験セット 利用規約(学)

この利用規約（以下、「本規約」という）は、公益社団法人日本アイソトープ協会（以下、「当協会」という）が放射線教育用実験セット（以下、「本実験セット」という）の利用条件を定めるものです。小学校・中学校・高等学校において放射線教育を実施されるために本実験セットを利用される方（以下、「利用者」という）は、本規約に従ってご利用いただきます。

本実験セットは、小学校・中学校・高等学校における放射線教育への取り組みとして、無料貸出ししております。本実験セットで使用する密封線源（ ^{133}Ba ）は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」で定める下限数量（規制対象下限値）以下の密封された放射性同位元素であり、規制の対象にならないものです。

なお、下記事項を確認し、十分理解した上でご利用ください。

記

1. 本実験セットについて

- (1) 放射性同位元素及び放射線について十分な知識及び技能を有する者の監督の下でご利用ください。
- (2) 放射線教育の目的のみでご利用ください。
- (3) 第三者への又貸し（転貸）はしないでください。
- (4) 運送用ケースに収納し、施錠できる場所で保管ください。
- (5) 貸出期間は、受取から返却まで最長で1週間です。返却が遅れる場合は、事前にご連絡ください。
- (6) 返却の際、お送りした際の段ボール箱、緩衝材等を使用しますので、廃棄せず保管ください。また、具体的な返却方法は、「放射線教育用実験セットの返却について（チェックシート）」にてご確認ください。

2. ご利用の際の注意事項について

- (1) 落下、打撃、圧迫、加熱、冷却等による衝撃を与えたり、分解したりしないでください。
- (2) 密封線源は被ばく防止のため、運送用ケースにて保管し、測定直前にケースから取り出し、常に見えるところで使用してください。
- (4) 測定終了後、密封線源及び放射線測定器を直ちに回収し、個数及び形状等を確認してください。

3. 本実験セットの故障、破損、紛失等について

- (1) 故障、破損、紛失等が発生又は、発生したおそれがある場合は、直ちに当協会まで連絡してください。
- (2) 密封線源に破損又は破損のおそれがある場合は、ポリエチレン袋等で密封線源を封入してください。
- (3) 故障、破損、紛失等が利用者の責に帰すべき事由により発生した場合には、利用者は当協会に対し実験セットの復旧にかかる費用を請求することがございます。

4. 連絡先

〒113-8941

東京都文京区本駒込 2-28-45

公益社団法人日本アイソトープ協会

学術振興部学術課

TEL 03-5395-8082

E-mail : gakujutsu@jrias.or.jp