

表 食品中の放射性セシウムスクリーニング法に対応可能な機器

平成24年8月2日時点で販売元からの情報により、その内容が確認できたものを掲載しています。本資料は、当協会が各機器の性能を保証することを示したものではありません。具体的な機器の情報、対応状況等につきましては、各製造・販売業者にお問い合わせをお願いします。

販売元 ※1	製造元	測定器(製品)名	型式	検出器の種類及びサイズ	遮蔽体(材質及び厚さ)	試料容器種別及び容量	問い合わせ先
株式会社アナリティクイエナ ジャパン http://www.analytik-jena.com/jp/analytical-solutions_2	株式会社テクノエクス	放射性セシウム測定装置	FD-08Cs100	CsIシンチレーション検出器 有効受光面積:57.8cm ² 有効厚さ:2.5cm	鉛50mm、銅10mm	100ml U8容器	TEL.045-340-5740
応用光研工業株式会社 http://www.oken.co.jp/web_oken/indexjp.htm	応用光研工業株式会社	微量放射能測定装置	FNF-401	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ7.62×7.62cm (3"φ×3")	鉛50mm	専用1Lマリネリ容器	営業課 TEL:042-552-4511 FAX:042-552-5750
EMFジャパン株式会社 http://www.emf-japan.com/emf/emf1/emf211.html	EMFジャパン株式会社	ガンマ線スペクトロメータ	EMF211	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ7.62×7.62cm (3"φ×3")	鉛50mm+真鍮3mm	専用350mL円筒型ポリ容器 専用500mLマリネリ容器 900mL円筒型ポリ容器 専用1Lマリネリ容器	TEL.0721-64-0111 FAX.0721-64-0112 info@emf-japan.com
株式会社サードウェブ http://www.envsafe.jp/	AKP社 (Atom Komplex Prylad) (ウクライナ)	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ	SEG-001"AKP-S" -63(略称SEG-63)	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ63×63mm (2.48"φ×2.48")	鉛50mm	専用1Lマリネリ容器	安全環境事業部 TEL.03-5298-2085 FAX.050-3488-7852 Mail:info.env@twave.co.jp
株式会社島津製作所 http://www.shimadzu.co.jp/	株式会社島津製作所	食品放射能検査装置 FOODSEYE	SFRS	BGO(Bi ₄ Ge ₃ O ₁₂) 282cm ² ×3cm(厚) ×2(上下)	鉛50mm	ヘルトコンパ方式	分析計測事業部 スペクトロビジネスイニット TEL.:075-823-1203
セイコー・イーザーアンドジー株式会社 http://speed.sii.co.jp/pub/segg/hp/index.jsp	Berkeley Nucleonics Corporation(米)	SAM940 スペクトルサーベイメータ	940-2-G	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ5.08×5.08cm (2"φ×2")	鉛20mm	2Lマリネリ容器	営業部営業推進課 TEL:03-5542-3105
			940-2-GN	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ5.08×5.08cm (2"φ×2")			
			940-3-G	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ7.62×7.62cm (3"φ×3")			
株式会社テクノエーピー http://www.techno-ap.com/	株式会社テクノエーピー	放射能測定装置	TN300B	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ7.62×7.62cm (3"φ×3")	鉛50mm	専用1Lマリネリ容器	営業技術部 TEL.029-350-8011 FAX.029-352-9013 Mail:tap@techno-ap.com
株式会社パーキンエルマージャパン http://www.perkinelmer.co.jp/	PerkinElmer(米)	2480WIZARD2	2480-0010J	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ7.62×8.00cm (3"φ×3.15") (ウェル型)	鉛75mm	20ml低拡散ポリエチレン ハイアル	ライフサイエンス事業部 TEL.03-3866-2647
日立アロカメディカル株式会社 http://www.hitachi-aloka.co.jp/	Canberra(米)	食品放射能測定システム	CAN-OSP-NAI	NaI(Tl)シンチレーション検出器 φ5.08×5.08cm (2"φ×2")	約38mm	マリネリKM-301容器 マリネリ125G容器 V11容器	計測システム営業部 ハイオ・分析機器販売促進課 TEL.0422-45-5129
ベルトールドジャパン株式会社 http://www.berthold-jp.com/	BERTHOLD TECHNOLOGIES (独)	ベクレルモニターLB200	LB200	NaI(Tl)シンチレーション検出器 (1インチ)外形25mm	鉛15mm	0.5L 専用マリネリビーカー	TEL.03-5825-3557 FAX.03-5825-3558
		ガンマ線スペクトロメータLB2045	LB2045	NaI(Tl)シンチレーション検出器 (2インチ)外形65mm	鉛50mm	0.42L 専用マリネリビーカー	

※1 五十音順